

DADOS	Paciente: <input type="text"/>	Data Nasc.: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
	Dr.(a): <input type="text"/>	Telefone: <input type="text"/>
	Assinatura: <input type="text"/>	Data Envio: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>

TIPOS DE GUIA

- Ortognática
 - Final Intermediário
 - Opções: Piggyback Guias separadas
- Mento (com guia final)
- Palatal
- Corte Região: _____

KIT ORTOGNÁTICA

- Guia de corte
- Biomodelo p/ modelagem
- Guias intermediário e final

CHECK-LIST

- TC Padrão DICOM (cortes de 1mm)
- Modelos em oclusão final
- Fotos (frontal, perfil e de sorriso)
- Questionário da avaliação do paciente, do ato cirúrgico e preferências a respeito do tipo de guia cirúrgico.

Planejamento + Impressão Somente Impressão **PRODUTO** Não Estéril (4 dias úteis) Estéril (9 dias úteis) Data Cir.: / /

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | MAXILAR Sim Não

Movimentos previstos (mm):
 Vertical: Molares: Incisivos:
 Anteroposterior: Transversal:
 Segmentação da maxila: Não Sim | 2 segmentos 3 segmentos
 Local da segmentação:
 O movimento da maxila acompanha a oclusão final? Sim Não

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | MANDIBULAR Sim Não

Movimentos previstos (mm):
 Vertical: Anteroposterior: Transversal:
 O movimento da mandíbula acompanha a oclusão final? Sim Não

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | MENTOPLASTIA Sim Não

Movimentos previstos (mm):
 Vertical: Anteroposterior: Transversal:

ESPECIFICAÇÕES DOS GUIAS Sim Não

Cirurgia iniciará pela: Mandíbula Maxila
 Obs: _____

PERFURAÇÕES PARA FIOS DE AÇO Sim Não

AVALIAÇÃO DO PACIENTE:

Enviar fotos: frontal, sorriso e perfil;

Desvio da linha média maxilar com a linha média facial: (mm)

Desvio da linha média mandibular com a linha média facial: (mm)

Desvio do mento com a linha média facial: (mm)

Exposição de incisivos: (mm)

Cant Maxilar Cant Mandibular

MODELOS

FÍSICO: Priorizar gesso (tipo IV); Modelos de gesso com marcações verticais para orientação da oclusão final; Segmentação: enviar 2 modelos superiores (1 modelo segmentado e 1 modelo não segmentado).

DIGITAL: Arcada superior; Arcada inferior; Modelos em oclusão final.

BIOMODELO

Mandíbula Maxila Mandíbula/Maxila Crânio

TIPO DE MATERIAL

Clear Opaco Branco Preto Premium (osso-clear | dentes-branco | área destaque-rosa)

FORMATO DA IMPRESSÃO

Padrão *sem dentes

Ampliado *com dentes

Crânio parcial Crânio total

* Padrão - Maxila (até o forame infra-orbital) | Mandíbula (até o forame mandibular)

* Ampliado - maxila (até o início do rebordo supra orbitário sem temporal) | mandíbula (até a cabeça da mandíbula)