

## PADRÃO DA TOMOGRAFIA

### Espessura de corte:

1mm (máximo 1,5mm)

### Formato do arquivo:

DICOM

Equipamento acima de 32 canais

### Área:

Crânio e face total

(incluindo ponta do nariz)



## COMO SOLICITAR

1

Paciente realiza a Tomografia.  
*DICOM cortes de 1mm.*

2

Enviar arquivo DICOM pelo site  
[www.cpmhdigital.com.br](http://www.cpmhdigital.com.br)

3

Planejamento e aceite  
do projeto

*\*Prazo de entrega: 10 dias uteis após o aceite do projeto pelo Dr(a)*